

**À PARTIR DU 17 JUILLET 2025, TOUTES LES DEMANDES D'ANALYSES AVANT EXPORT S'EFFECTUENT UNIQUEMENT EN LIGNE DANS VOTRE ESPACE PRESCRIPTEUR MY ANYDIAG.**



Code de la clinique\* - OBLIGATOIRE

## Cachet de la clinique

## Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
- ☐ Ramassage par coursier INOVIE
- ☐ Chronopost
- ☐ Enlèvement sur demande Chronopost  
En ligne sur votre espace MyAnydiag
- ☐ Coursier Paris et limitrophe
- ☐ Course urgente Paris et limitrophe
- ☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Nom propriétaire : \_\_\_\_\_

Adresse propriétaire : .....

Adresse mail : ..... Téléphone : .....

Nom de patient :

Espèce : CN CT FU      Sexe : F FS M MC      Date de naissance : JJ - MM - AAAA

N° de tatouage / Puce :

Pays de destination :

Date de prise de sang et de lecture de la puce :

### Nombre et nature des échantillons - OBLIGATOIRE

**E** Sang total EDTA : .....

**S** Séro : .....

## Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
- ☐ Règlement joint
- ☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

## SÉROLOGIE RAGE

## INSTRUCTIONS POUR LA RÉALISATION D'UNE SÉROLOGIE RAGE

### Réglementation :

- Les délais minimums à respecter entre la dernière injection vaccinale et la prise de sang, ainsi qu'entre la prise de sang et l'entrée de l'animal dans le pays de destination, varient selon les exigences de chaque pays. Il est impératif de vous informer auprès de l'ambassade du pays concerné avant d'entamer les démarches. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de non-conformité à ces exigences.

### Préparation du sérum :

- Le prélèvement doit être effectué par un vétérinaire en respectant ces consignes :

Prélever sang total sur tube sec, coagulation du sang en le laissant quelques heures à température ambiante, centrifugation, séparation et transfert du sérum dans un nouveau tube sec.

- Identifier clairement le tube avec le numéro de puce de l'animal, le nom du propriétaire et le nom de l'animal.
- Conservation au réfrigérateur.
- **ATTENTION** : Un sérum trop hémolysé peut compromettre la réalisation de l'analyse.

Transport :

- Le transport doit se faire à température ambiante.
- Ne pas utiliser de réfrigérants car ils peuvent endommager le colis.
- ATTENTION : Le sérum doit parvenir chez notre laboratoire partenaire au plus tard 15 jours après la prise de sang, afin de prévenir une diminution du titre en anticorps.

Documentation :

- Fournir une feuille de demande d'analyse par animal avec TOUTES LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES RENSEIGNEES.

### Résultats :

- Délai d'environ 10 jours ouvrés.
- Rappel : Pour être autorisée à voyager, l'animal doit présenter un résultat de titrage d'anticorps supérieur à 0,5 UI/mL avant son départ.

invalys

## AUTRES ANALYSES AVANT DÉPART À L'ÉTRANGER – FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE DOSSIER

- ☐ *Babesia canis* Coloration Blood Smear [XBACA]
- ☐ *Babesia gibsoni* Coloration Blood Smear [XBAGI]
- ☐ *Babesia canis / gibsoni*  ELISA [XBACAGI]
- ☐ *Babesia sp.* PCR [XBASP]

Précisez si la demande concerne *B. canis*, *B. gibsoni* ou les 2 (le tarif reste identique) :

- ☐ *Babesia canis*
- ☐ *Babesia gibsoni*

### Précisions sur l'analyse *Babesia gibsoni* par immunofluorescence indirecte (IFI)

En raison d'une rupture mondiale des réactifs nécessaires à la réalisation de la sérologie *Babesia gibsoni* par immunofluorescence indirecte (IFI), nous sommes actuellement dans l'impossibilité de réaliser cette analyse. Certains pays acceptent la méthode PCR comme alternative, tandis que d'autres exigent une sérologie par ELISA en remplacement. Nous vous recommandons de vous rapprocher de l'ambassade du pays de destination si cette analyse fait partie des exigences pour l'entrée de l'animal sur le territoire.

- ☐ *Brucella canis* Agglutination (RSAT) [XBRCA]
- ☐ *Dirofilaria immitis* ELISA [XDIRAG]
- ☐ *Dirofilaria immitis* Microfiltration [XDIRAM]
- ☐ *Ehrlichia canis* Indirect Immunofluorescence (IFI) [XECHA]
- ☐ *Leishmania infantum* Indirect Immunofluorescence (IFI) [XLEIN]
- ☐ *Leptospira interrogans spp.* Microscopic agglutination test (MAT) [XLEPT]
- ☐ *Trypanosoma evansi* Agglutination (RSAT) [XTREV]
- ☐ *Trypanosoma evansi* Coloration Blood Smear [XTREVC]