



## Cachet de la clinique

Dr :

Nom propriétaire : .....  
Nom patient : .....  
Espèce :  Cheval  Autre : .....  
Race : .....  
Sexe :  Jument  Hongre  Entier  
Date de naissance / Âge : .....  
N°SIRE ou transpondeur : .....

## Prélèvements

Date et heure : .....  
Nombre d'échantillons : .....  
Tubes : 0 1 2 3  
Autres : .....

## Règlement

- Facturation mensuelle à la clinique  Règlement joint  
 Facturation ponctuelle à la clinique  Paiement en ligne

*Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (excepté facturation à la clinique)*

## Informations de facturation (facultatif si facturation à la clinique)

Adresse du propriétaire : .....  
Code postal et ville : .....  
Téléphone : .....  
Adresse mail : .....

## Transport des analyses

- Dépôt laboratoire INOVIE  Chronopost (12€)  
 Ramassage par coursier INOVIE  Enlèvement sur demande Chronopost (16€) En ligne sur votre espace MyAnydiag  
 Autre type d'envoi postal / Dépôt au laboratoire  Coursier (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente : 01 55 39 33 33 (40€)

Anamnèse / Commémoratifs : .....  
.....  
Localisation / Aspect macroscopique / Imagerie : .....  
.....  
Durée d'évolution : .....  
Traitements reçus : .....  
Suspicion clinique : .....

RENSEIGNEMENTS REQUIS  
POUR L'INTERPRÉTATION

## Prélèvements de lésions solides

(masses, nœuds lymphatiques, organes...)

- » L'utilisation d'aiguilles 25G (orange) ou 23G (bleue) est recommandée pour les ponctions de masses, 22G (noire) pour les ponctions d'organes et idéalement 25G pour les nœuds lymphatiques.
- » L'utilisation d'une cytobrosse sera privilégiée pour les lésions ulcérées, les frottis de muqueuses (conjonctivale, vaginale, rectale, nasale).
- » Pour les frottis conjonctivaux, un rinçage oculaire préalable est conseillé pour éviter l'agglomération des cellules dans le mucus (difficulté de lecture et d'interprétation).
- » Les lames utilisées doivent être propres avec de préférence un bord dépoli, pour faciliter l'identification de chaque lame au crayon à papier avec le nom de l'animal/propriétaire et le site cytoponctionné.
- » Une fois étalées, les lames non colorées et non fixées peuvent être conservées plusieurs semaines, à condition de les garder à l'abri de la lumière, de la poussière et des vapeurs de formol.

## Prélèvements de liquides

Sur tube EDTA (pas de seringue !)

- » La conservation des liquides est courte. L'envoi simultané d'un tube EDTA et de lames préparées lors du recueil du liquide, avec un envoi rapide (Chronopost ou coursier), reste la meilleure alternative pour garantir un résultat cytologique.
- » Les étalements sur lame sont envoyés non fixés, non colorés, et identifiés au crayon à papier.
- » Éloigner les lames de toute exposition à des vapeurs de formol.
- » Fournir une feuille de commémoratifs.





## À la carte

- Épanchement** joindre frottis direct et du culot
- Abdominal     Péricardique     Pleural     Autre : .....
- Frottis sanguin** joindre un tube EDTA correctement rempli **L** + **E** +20°C
- Frottis** **L** +20°C
- Conjonctival     Nasal     Rectal     Vaginal
- LBA** joindre frottis direct et du culot     **LT** joindre frottis direct et du culot **L** + **E** +20°C
- LCS**     **Humeur aqueuse** **L** + **E** +20°C
- Liquide articulaire** joindre frottis direct **L** + **E** +20°C
- Myélogramme** joindre un tube EDTA correctement rempli **L** + **E** +20°C
- Noeud(s) lymphatique(s)** **L** +20°C
- Organe**     **Masse cutanée**     **Masse sous-cutanée** **L** +20°C
- Urines** joindre frottis direct et du culot **L** + **E** +20°C

## Bilans

- Bilan d'extension mastocytome / lymphome** Moelle osseuse, foie, rate, nœud lymphatique, frottis sanguin. **L** + **E** +20°C
- Cytologie + bactériologie** Préciser nature + remplir une feuille de demande de bactériologie
- Cytologie + histologie** Préciser nature + remplir une feuille de demande d'histologie

